## **BladeFlask** EVO

100 | Sistema de Remoción de Hoja de Bisturí

El primer removedor de hojas de bisturí del mundo, operado con una sola mano, ha evolucionado.



# Una actualización del referente mundial en removedores de hojas de bisturí con una sola mano.

Estudios recientes han demostrado que las lesiones con bisturí tienen 6 veces más probabilidades de ocurrir que las lesiones por pinchazo de aguja<sup>1</sup>. Lamentablemente, muchos usuarios y administradores clínicos han subestimado la probabilidad de estas lesiones<sup>2</sup>. Estás lesiones pueden sucederle a cualquier persona, incluido usted, sin importar cuanta experiencia tenga en el manejo de bisturíes, y pueden provocar infecciones, enfermedades transmitidas a través de la sangre y angustia psicológica. Incluso las lesiones más graves, podrían requerir microcirugía para reparar a través de la arterias digitales, nervios y/o tendones.

El **Qlicksmart Bladeflask EVO** puede acomodar incluso más variedad de mangos y hojas de bisturí, incluidos bisturís de autopsia grandes, mangos gruesos y redondos, incluso versiones de forma hexagonal, lo que le brinda una mayor libertad para usar cualquier bisturí que desee. Es muy fácil de usar con una sola mano. Incorpore seguridad con el nuevo estándar en la remoción de hojas de bisturí.



# BladeFlask EVO



### Especificaciones

Versiones de color	Rojo - Estados Unidos - Latino América Amarillo - Internacional
Codigo de Producto	Rojo - QBVRGEN Amarillo - QBVYGEN
Nomenclatura Global de Dispositivos Médicos	46235
Capacidad de hojas	100 Hojas
Cuchillas y mangos compatibles	Todas las hojas de bisturí BP, comercialmente disponibles, incluyendo (pero no limitado a) PM 60A, PM60B, PM70. Todos los mangos de bisturí, comercialmente disponibles, incluyendo (pero no limitado a) PM6, PM8.
Tamaño (por unidad)	9cm x 13.4cm x 11.3cm
Peso (por unidad)	250g
Accesorios	Soporte: sostiene el BladeFlask EVO en su lugar para permitir remoción de la hoja con una sola mano.

Material  Reutilizable	Cuerpo: acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) Mecanismo: ABS + acero inoxidable Multiusos: cada unidad remueve 100 hojas de bisturi antes de cerrarse
Método de eliminación	Cumple con la norma AS 4031:1992 (En ases no reutilizables para la recolección de articulos mèdicos afilados utilizados en àreas de atención mèdica). Està certificado con los requisitos de transporte de la ONU para mercancias peligrosas. El logotipo de la sustancia infecciosa en la etiqueta frontal y el color correcto del contenedor de objectos corto-punzantes de la unidad permiten eliminaria como desechos mèdicos. Siga los procedimientos de su establecimiento para la eliminación de desechos medicos corto-punzantes.
Información regulatoria	Australia - Clase I EUA - FDA Clase I Europa - Clase I producto sanitario según Directiva del Consejo

#### Cómo usar







1.A. Wong, H. Nguyen, R. Eley, M. Sinnott, "Purchase data: a proxy for safety status," *Journal of Hospital Infection*, Volume 105, Issue 4, 2020, Pages 657-658, ISSN 0195-6701, https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.05.004.

2. Kerr HL, Stewart N, Pace A, Elsayed S. (2009). "Sharps injury reporting amongst surgeons." Ann R Coll Surg Engl. 91(5):430-432.

#### Otros Productos Qlicksmart

Removedor de hojas de bisturi BladeFLASK





CheckCLIP para identificación de medicamentos



Removedor estéril de hojas de bisturí BladeCASSETTE





### Acera de Qlicksmart

Qlicksmart Pty Ltd se compromete a hacer que la vida de los profesionales del sector salud sea más fácil y segura, para que puedan centrarse en la atención al paciente. Establecida en 1999 por dos médicos australianos para combatir las lesiones con bisturí en hospitales, nuestros galardonados dispositivos de seguridad se utilizan ahora en más de 50 países en todo el mundo. Qlicksmart trabaja con innovadores del sector de la salud para ofrecer soluciones que se enfocan en las preocupaciones pasadas por alto de enfermeras, cirujanos e instalaciones de salud. Para obtener más información sobre los dispositivos de seguridad de Qlicksmart, visite www.qlicksmart.com o solicite una demostración a su distribuidor hoy mismo.

#### Qlicksmart Pty Ltd.



Level 1, 148 Boundary Street West End, Brisbane QLD, Australia 4101



+61 7 3844 1182



hello@qlicksmart.com www.qlicksmart.com



busca "qlicksmart" y mentente conectado











Distribuido por: